



E-Safe

0.5/0.6/1.7/2.0/3.0/7.0 Liter / litres / litres


Verwendungszweck	Zur Entsorgung von Kanülen, Spritzen, Skalpelln und Glasbruch aus dem medizinischen Bereich
Behältereigenschaften	Zeitweiliger Verschluss und Endverschluss, Abzugsvorrichtungen für Kanülen, Insulinpens und Skalpellklingen, durchstichfest, Füllhöhenanzeige, Henkel
Motif de l'utilisation	Pour l'élimination d'aiguilles, de seringues, de scalpels et de débris de verre provenant du secteur médical
Caractéristiques du récipient	Fermetures temporaire et finale, dispositifs d'extraction pour canules, stylos à insuline et lames de scalpel, résistant à la perforation, indicateur du niveau de remplissage, poignée
Purpose of use	For the disposal of cannulas, syringes, scalpels and glass breakage from the medical sector
Container properties	Temporary and final closure, trigger devices for cannulas, insulin pens and scalpel blades, puncture resistant, fill level indicator, handle

E-Safe

0.5/0.6/1.7/2.0/3.0/7.0 Liter / litres / litres

Aussenmasse / Mesures extérieures / External dimensions:

0.5 l	75 mm Ø (A)	170 mm (B)
0.6 l	75 mm Ø (A)	195 mm (B)
1.7 l	138 mm Ø (A)	170 mm (B)
2.0 l	138 mm Ø (A)	195 mm (B)
3.0 l	138 mm Ø (A)	296 mm (B)
7.0 l	260 mm Ø (A)	237 mm (B)



Technische Angaben

Material	Polypropylen
Grössen/Volumen	0.5 l/0.6 l/1.7 l/2.0 l/3.0 l/7.0 l
Farben	Gelb
Verpackungsgruppe	II und III (bzw. Y und Z)
Prüfungen	Bauartprüfung gemäss ADR, RID, IMDG, ICAO (UN-Zulassung)

Caractéristiques techniques

Matériel	Polypropylène
Tailles/volumes	0.5 l/0.6 l/1.7 l/2.0 l/3.0 l/7.0 l
Couleurs	Jaune
Groupe d'emballage	II et III (ou Y et Z)
Tests	Examen de type selon ADR, RID, IMDG, ICAO (homologation par l'ONU)

Technical specifications

Material	Polypropylene
Sizes/volumes	0.5 l/0.6 l/1.7 l/2.0 l/3.0 l/7.0 l
Colours	Yellow
Packing group	II and III (or Y and Z)
Test	Type approval according to ADR, RID, IMDG, ICAO (UN approval)

Zubehör









Movix® (Klebe- oder Haftadapter)
E-Tray® (Sprizentablett)
Wandhalter
Trolley (7 l)
Autoklavsieb nur für E-Safe Spezial-A
1.7 l/2.0 l/3.0 l
(Temperatur 134 °C)

Accessoires

Movix® (adaptateur à coller
ou avec une ventouse)
E-Tray® (plateau à seringues)
Support mural
Trolley (7 l)
Tamis d'autoclave uniquement pour
E-Safe Spezial-A 1.7 l/2.0 l/3.0 l
(température 134 °C)

Accessories

Movix® (adhesive or holding adapter)
E-Tray® (syringe tray)
Wall mount
Trolley (7 l)
Autoclave sieve only for E-Safe Spezial-A
1.7 l/2.0 l/3.0 l
(temperature 134 °C)













Artikel: Article: Item:		Volumen: Volume: Volume:	Artikelnummer: Numéro d'article: Item number:	Stückzahl pro Karton: Pièces par carton: Quantity per box:
E-Safe Standard		0.5 l	1100	160
		1.7 l	1101.1	90
		2.0 l	1102	80
		3.0 l	1103	50
E-Safe Spezial		1.7 l	1101.2	90
		2.0 l	1102.1	75
		2.0 l	1102.1A	75
		3.0 l	1103.1	50
E-Safe Universal		0.6 l	1106	140
E-Safe Universal A		0.5 l	1100.A	150
		0.6 l	1106.A	140
		1.7 l	1101.A	80
		2.0 l	1102.A	70
		3.0 l	1103.A	45
		7.0 l	1107.A	28

Max. Füllgewicht (gemäss Bauartzulassung bzw. UN-Prüfung):

Poids max. de remplissage (respectivement selon l'homologation de type et l'homologation par l'ONU):

Max. filling weight (according to type approval and UN test, respectively):

0.5 l	0.2 kg	VG II bzw. /ou /or Y
0.6 l	0.2 kg	VG II bzw. /ou /or Y
1.7 l	0.3 kg	VG II bzw. /ou /or Y
2.0 l	0.4 kg	VG II bzw. /ou /or Y
3.0 l	0.6 kg	VG II bzw. /ou /or Y
7.0 l	1.5 kg	VG II bzw. /ou /or Y

Artikel: Article: Item:		Volumen: Volume: Volume:	Artikelnummer: Numéro d'article: Item number:	Stückzahl pro Karton: Pièces par carton: Quantity per box:
Wandhalter Support mural Wall mount		0.5-0.6 l	1149	-
Wandhalter Support mural Wall mount		1.7-3.0 l	1150	-
Wandhalter Support mural Wall mount		7.0 l	1157	-
Selbsklebeadapter Adaptateur autocollant Self-adhesive adapter		0.5-0.6 l	1151	10
Movix Adapter Adaptateur Movix Movix adapter		0.5-0.6 l	1154	10
Movix Adapter Adaptateur Movix Movix adapter		0.5-3.0 l	1155	10
Autoklaviersieb Tamis d'autoclave Autoclave sieve		-	1156	-
E-Tray mit Adapter E-Tray (plateau à seringues) avec adaptateur E-Tray (syringe tray) with adapter		0.5-0.6 l	1152.KL.	30
E-Tray mit Adapter E-Tray (plateau à seringues) avec adaptateur E-Tray (syringe tray) with adapter		0.5-3.0 l	1152	24
E-Tray ohne Adapter E-Tray (plateau à seringues) sans adaptateur E-Tray (Syringe tray) without adapter		-	1158	30
Infusionshalterung Adaptateur pour tige porte-sérum Adapter for infusion stands		Ø 2 cm	1387	-
		Ø 2.5 cm	1388	-
Trolley (7.0 l)		-	1160	-