




Sharpak

6/12/22 Liter / litres / litres

Verwendungszweck	Zur Entsorgung von Kanülen, Spritzen, Skalpellen und Glasbruch aus dem medizinischen Bereich
Behältereigenschaften	Zeitweiliger Verschluss und Endverschluss (definitiver Verschluss durch Überdrehen des Deckels), durchstichfest
Motif de l'utilisation	Pour l'élimination d'aiguilles, de seringues, de scalpels et de débris de verre provenant du secteur médical
Caractéristiques du récipient	Fermetures temporaire et finale (fermeture définitive en tournant le couvercle), résistant à la perforation
Purpose of use	For the disposal of cannulas, syringes, scalpels and glass breakage from the medical sector
Container properties	Temporary and final closure (definitive closure by over-tightening the lid), puncture resistant

Sharpak

6/12/22 Liter / litres / litres



Aussenmasse / Mesures extérieures / External dimensions:

6 l	205 mm (A)	205 mm (B)	229 mm (C)
12 l	239 mm (A)	239 mm (B)	325 mm (C)
22 l	297 mm (A)	297 mm (B)	383 mm (C)

Technische Angaben

Material	Polypropylen
Grössen/Volumen	6 l / 12 l / 22 l
Farben	Gelb
Verpackungsgruppe	II und III (bzw. Y und Z)
Prüfungen	Bauartprüfung gemäss ADR, RID, IMDG, ICAO (UN-Zulassung), ISO 23907

Caractéristiques techniques

Matériel	Polypropylène
Tailles/volumes	6 l / 12 l / 22 l
Couleurs	Jaune
Groupe d'emballage	II et III (ou Y et Z)
Tests	Examen de type selon ADR, RID, IMDG, ICAO (homologation par l'ONU), ISO 23907

Technical specifications

Material	Polypropylene
Sizes/volumes	6 l / 12 l / 22 l
Colours	Yellow
Packing group	II and III (or Y and Z)
Test	Type approval according to ADR, RID, IMDG, ICAO (UN approval), ISO 23907

Artikelnummer / Numéro d'article / Item number:

6 l



1202

12 l



1203

22 l



1204

Max. Füllgewicht (gemäss Bauartzulassung bzw. UN-Prüfung):

Poids max. de remplissage (respectivement selon l'homologation de type et l'homologation par l'ONU):

Max. filling weight (according to type approval and UN test, respectively):

6 l	2 kg	VG II bzw./ou/or Y
12 l	3 kg	VG II bzw./ou/or Y
22 l	5 kg	VG II bzw./ou/or Y



Stückzahl pro Karton:

Pièces par carton:

Quantity per box:

6 l	25
12 l	15
22 l	8

Zeitweiliger Verschluss und Endverschluss (definitiver Verschluss durch Überdrehen des Deckels)

Fermetures temporaire et finale (fermeture définitive en tournant le couvercle)

Temporary and final closure (definitive closure by turning the lid over)