

# E-Safe

## **deutsch** Technische Angaben:

UN-Zulassung

E-Safe Standard: gelber Deckel

E-Safe Spezial: transparenter Deckel

E-Safe Universal: transparenter Deckel für Kanülen und Insulinpen

E-Safe Universal A: gelber Deckel mit Füllhöhenanzeige für Kanülen und Insulinpen

**MOVIX Haftadapter** hält auf ebener Standfläche E-Safe Boxen so fest, dass die Kanülen abgestreift werden können, ohne die Box mit der Hand festzuhalten.

### **E-Tray, Spritzen-Tablett:**

Der Mittelsteg trennt die saubere von der unreinen Seite.

E-Safe auf den integrierten Adapter setzen und nach links drehen.



## **français** Fiche technique:

Homologué UN

E-Safe Standard: couvercle jaune

E-Safe Spezial: couvercle transparent

E-Safe Universal: couvercle transparent pour canules et Insulinpen

E-Safe Universal A: couvercle jaune avec indication de la hauteur du contenu pour canules et Insulinpen

**Adaptateur MOVIX:** par un système de vide d'air l'adaptateur adhère parfaitement sans qu'il soit nécessaire de tenir le récipient entre les mains.

### **E-Tray, Plateau seringue avec adaptateur:**

Muni de deux compartiments permettant de distinguer facilement la partie propre de la partie contaminée.

E-Safe placer sur la marque de l'adaptateur et tourner à gauche.



## **italiano** Dati tecnici:

Omologato UN

E-Safe Standard: coperchio giallo

E-Safe Spezial: coperchio trasparente

E-Safe Universal: coperchio trasparente per siringhe e insulina

E-Safe Universal A: coperchio giallo con indicatore di livello di siringhe e insulina





**MOVIX adattatore:** con membrana d'arresto attacca su tutte le parti lisce, avvitando l'E-Safe sopra non si sposta, in modo che quando si staccano gli aghi dalle siringhe non vi è bisogno alcuno di tenere con la mano il contenitore.

### **E-Tray Vassoio per siringhe con adattatore:**

Vassoio con divisorio permette di dividere le parti pulite da quelle sporche.

Appoggiare l'E-Safe sull'adattatore integrato e avvitarlo verso sinistra.

# E-Safe, Artikel, Article, Articolo

Artikel Article Articolo	Art. Nr. No. art. No. art.	Bauhöhe mm Haute mm Altezza mm	Volumen Volume Volume	Stück pro Karton Pièces par carton Pezzi al cartone
E-Safe Standard 	1100	164	0.5 l	160
	1101.1	164	1.7 l	90
	1102	194	2 l	80
	1103	294	3 l	50
E-Safe Spezial 	1101.2	164	1.7 l	90
	1102.1	194	2 l	75
	1102.1A	194	2 l	75
	1103.1	294	3 l	50
	1104	357	4 l	40
	1105	456	5 l	30
E-Safe Universal 	1106	194	0.6 l	140
E-Safe Universal A mit Füllhöhenanzeige avec indication de la hauteur du contenu con indicatore di livello 	1100.A	194	0.5 l	150
	1106.A	294	0.6 l	140
	1101.A	230	1.7 l	80
	1102.A	164	2 l	70
	1103.A	194	3 l	45
	1107.A	164	7 l	28
Wandhalter, Support mural, Sostegno a muro 0.5 l - 0.6 l Wandhalter, Support mural Sostegno a muro 0.5 l - 5 l Movix Adapter, Movix adaptateur, Movix adattatore 0.5 - 0.6 l Movix Adapter, Movix adaptateur, Movix adattatore 0.5 - 5 l E-Tray Tablett mit Adapter, Plateau E-Tray avec adaptateur, Vassoio E-Tray con adattatore E-Tray Adapter, E-Tray adaptateur, E-Tray adattatore 0.5 - 0.6 l E-Tray ohne Adapter E-Tray sans adaptateur E-Tray senza adattatore	1149			
	1150			
	1154			
	1155			
	1152			
	1152 KL			
	1158			

## SERVI-MEDICAL