

Sharpak Plus

deutsch Technische Angaben:


Polypropylen, verbrennt ohne Umweltbelastung
UN-Zulassung
Autoklavierbar
Henkel für den sicheren Transport
Provisorischer Verschluss
Definitiver Verschluss durch Überdrehen des Deckels
Einfache Lagerung, da Ober- und Unterteil separat geliefert werden, leer stapelbar.

français Fiche technique:

Polypropylène, pas de pollution ambiante lors de l'incinération
Homologué UN
Standard: conforme aux prescriptions de sécurité BS TSS/330.15
Autoclavable
Anses pour le transport
Fermeture provisoire
Fermeture définitive après sursilage du couvercle
Stockage facile, parties supérieures et inférieures pouvant s'emboîter.

italiano Dati tecnici:

Polipropilene, brucia senza provocare inquinamento ambientale
Omologato UN
Autoclavabile
Manico per un trasporto sicuro
Chiusura provvisoria
Chiusura definitiva tramite avvvitamento del coperchio
Facile immagazzinamento, poichè le parti di sopra e sotto vengono fornite separatamente, stoccaggio vuoti.



| Artikel Article Articolo | Volumen Volume Volume | A mm | B mm | C mm | Öffnung mm ouverture mm apertura mm | Stück pro Palette Pièces par palette Pezzi al bancale |
|--------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---|---|
| 1201 | 3.5 l | 177 | 195 | 206 | 59.8 x 49 | 40 |
| 1202 | 6 l | 205 | 229 | 205 | 80 x 43 | 25 |
| 1203 | 12 l | 239 | 325 | 239 | 80 x 43 | 15 |
| 1204 | 22 l | 297 | 383 | 297 | 85,5 x 127 | 8 |

SERVI-MEDICAL