

Wastel

deutsch Technische Angaben:

UN-Zulassung mit hohem Füllgewicht
Einhaltung des höchsten Dichtigkeitsstandards gemäss ISO 23907
Höchste Durchstichsicherheit gemäss ISO 23907
Benutzerfreundliches Verschiessen
Aus Polypropylen, sterilisierbar ohne Umweltbelastung
Rechteckig
Intelligente Aufhängung des Deckels während der Nutzung

Deckel:

- Griffdeckel mit hermetischem Verschluss und zusätzlichen Haken
- Klickdeckel mit dem kleinen Deckel im Deckel
- Sterilid autoklavierbarer Deckel



français Fiche technique:

Homologation par l'ONU à poids élevé de remplissage
Remplit toutes les conditions concernant le meilleur standard d'étanchéité selon la norme ISO 23907
Garantie maximale de non-perforation selon la norme ISO 23907
Fermeture conviviale
A base de polypropylène, approprié à la stérilisation sans nuire à l'environnement
Rectangulaire
Suspension ingénieuse du couvercle lors de l'utilisation

Couvercle:


- Couvercle à poignée avec fermeture hermétique et crochet supplémentaire
- Couvercle à clic contenant un petit couvercle intégré dans le couvercle
- Stérilisable couvercle autoclavable

italiano Dati tecnici:


Approvazione dell'ONU con un alto peso di riempimento
Adempimento della densità massima conforme alla norma ISO 23907
Garanzia massima di non-perforazione conforme alla norma ISO 23907
Facile da chiudere
A base di polipropilene, adatto alla sterilizzazione senza nuocere all'ambiente
Rettangolare
Sospensione geniale del coperchio durante l'utilizzo

Coperchio:

- Coperchio impugnatura con tappo ermetico e gancio aggiuntivo oppure
- Coperchio a clic con piccolo coperchio integrato
- Sterizzabile ed autoclavabile



Artikel Article Articolo	Art. Nr. No. art. No. art.	A mm	B mm	C mm	Stück pro Palette Pièces par palette Pezzi al bancale
Wastel 30 l blau, bleu, blu	2001	404	333.5	315	324
Wastel 30 l blau ohne Etiketete	2001R	404	333.5	315	324
Wastel 30 l bleu sans étiquette	2001R	404	333.5	315	324
Wastel 30 l blu senza etichetta	2001R	404	333.5	315	324
Wastel 30 l schwarz, noir, nero	2006	404	333.5	315	324
Wastel 30 l schwarz ohne Etiketete	2006R	404	333.5	315	324
Wastel 30 l noir sans étiquette	2006R	404	333.5	315	324
Wastel 30 l nero senza etichetta	2006R	404	333.5	315	324
Wastel 30 l gelb, jaune, giallo	2009	404	333.5	315	324
Wastel 30 l gelb ohne Etiketete	2009R	404	333.5	315	324
Wastel 30 l jaune sans étiquette	2009R	404	333.5	315	324
Wastel 30 l giallo senza etichetta	2009R	404	333.5	315	324
Wastel 30 l rot, rouge, rosso	2014	404	333.5	315	324
Wastel 30 l rot ohne Etiketete	2014R	404	333.5	315	324
Wastel 30 l rouge sans étiquette	2014R	404	333.5	315	324
Wastel 30 l rosso senza etichetta	2014R	404	333.5	315	324
Wastel 30 l weiss, blanc, bianco	2017	404	333.5	315	324
Wastel 30 l weiss ohne Etiketete	2017R	404	333.5	315	324
Wastel 30 l blanc sans étiquette	2017R	404	333.5	315	324
Wastel 30 l bianco nessuna etichetta	2017R	404	333.5	315	324
Wastel 50 l blau, bleu, blu	2002	404	333.5	517	288
Wastel 50 l blau ohne Etiketete	2002R	404	333.5	517	288
Wastel 50 l bleu sans étiquette	2002R	404	333.5	517	288
Wastel 50 l blu senza etichetta	2002R	404	333.5	517	288
Wastel 50 l schwarz, noir, nero	2007	404	333.5	517	288
Wastel 50 l schwarz ohne Etiketete	2007R	404	333.5	517	288
Wastel 50 l noir sans étiquette	2007R	404	333.5	517	288
Wastel 50 l nero senza etichetta	2007R	404	333.5	517	288
Wastel 50 l gelb, jaune, giallo	2010	404	333.5	517	288
Wastel 50 l gelb ohne Etiketete	2010R	404	333.5	517	288
Wastel 50 l jaune sans étiquette	2010R	404	333.5	517	288
Wastel 50 l giallo senza etichetta	2010R	404	333.5	517	288
Wastel 50 l rot, rouge, rosso	2013	404	333.5	517	288
Wastel 50 l rot ohne Etiketete	2005R	404	333.5	517	288
Wastel 50 l rouge sans étiquette	2005R	404	333.5	517	288
Wastel 50 l rosso senza etichetta	2005R	404	333.5	517	288
Wastel 50 l weiss, blanc, bianco	2018	404	333.5	517	288
Wastel 50 l weiss ohne Etiketete	2018R	404	333.5	517	288
Wastel 50 l blanc sans étiquette	2018R	404	333.5	517	288
Wastel 50 l bianco senza etichetta	2018R	404	333.5	517	288



Artikel Article Articolo	Art.Nr. No. art. No. art.	A mm	B mm	C mm	Stück pro Palette Pièces par palette Pezzi al bancale
Wastel 60 l blau, bleu, blu	2003	404	333.5	646	261
Wastel 60 l blau ohne Etiketete	2003R	404	333.5	646	261
Wastel 60 l bleu sans étiquette	2003R	404	333.5	646	261
Wastel 60 l blu senza etichetta	2003R	404	333.5	646	261
Wastel 60 l schwarz, noir, nero	2008	404	333.5	646	261
Wastel 60 l schwarz ohne Etiketete	2008R	404	333.5	646	261
Wastel 60 l noir sans étiquette	2008R	404	333.5	646	261
Wastel 60 l nero senza etichetta	2008R	404	333.5	646	261
Wastel 60 l gelb, jaune, giallo	2011	404	333.5	646	261
Wastel 60 l gelb ohne Etiketete	2011R	404	333.5	646	261
Wastel 60 l jaune sans étiquette	2011R	404	333.5	646	261
Wastel 60 l giallo senza etichetta	2011R	404	333.5	646	261
Wastel 60 l rot, rouge, rosso	2016	404	333.5	646	261
Wastel 60 l rot ohne Etiketete	2016R	404	333.5	646	261
Wastel 60 l rouge sans étiquette	2016R	404	333.5	646	261
Wastel 60 l rosso senza etichetta	2016R	404	333.5	646	261
Wastel 60 l weiss, blanc, bianco	2019	404	333.5	646	261
Wastel 60 l weiss ohne Etiketete	2019R	404	333.5	646	261
Wastel 60 l blanc sans étiquette	2019R	404	333.5	646	261
Wastel 60 l bianco senza etichetta	2019R	404	333.5	646	261

Wastel, Zubehör, Accessoires, Accessori

Artikel Article Articolo	Art. Nr. No. art. No. art.
Griffdeckel gelb Couvercle à pognée jaune Coperchio con manico giallo	2001.3
Griffdeckel rot Couvercle à pognée rouge Coperchio con manico rosso	2004.4
Griffdeckel pink Couvercle à pognée pink Coperchio con manico pink	2004.6
Griffdeckel schwarz Couvercle à pognée noir Coperchio con manico nero	2006.6
Griffdeckel weiss Couvercle à pognée blanc Coperchio con manico bianco	2004.7
Griffdeckel orange Couvercle à pognée orange Coperchio con manico arancione	2004.8
Klickdeckel gelb Couvercle clic jaune Coperchio clic giallo	2001.2
Klickdeckel pink Couvercle clic pink Coperchio clic pink	2004.2
Klickdeckel schwarz Couvercle clic noir Coperchio clic nero	2006.7
Sterilid-Deckel Couvercle sterilid Coperchio sterilid	2056
Pedalgestell 2 Räder für 30 l, 50 l, 60 l Etagère à 2 roulettes avec pédal pour 30 l, 50 l, 60 l Carrello a pedale con 2 ruote per 30 l, 50 l, 60 l	2000.1
Pedalgestell 4 Räder für 30 l, 50 l, 60 l Etagère à 4 roulettes avec pédal pour 30 l, 50 l, 60 l Carrello a pedale con 4 ruote per 30 l, 50 l, 60 l	2000

